

# SMART TECAR WAVE



SMART TECAR WAVE è un dispositivo che comprende tre diverse tecnologie integrate.

In tal modo il fisioterapista ha la possibilità di effettuare con un unico elettromedicale tre diverse terapie:

- Tecarterapia
- Onde d'urto
- Elettrostimolazione

Questi tre trattamenti possono essere usati anche in sinergia, facendo ottenere dei risultati ancora più rapidi e soddisfacenti.

La Tecarterapia è un metodo di cura **non invasivo** che si basa sull'utilizzo di **radiofrequenze** in grado di stimolare risposte biologiche nei tessuti, sia superficiali che profondi. La Tecar viene eseguita tramite un apparecchio **elettromedicale**. Il suo grande vantaggio è quello di permettere la regolazione dell'intensità delle frequenze, in modo da controllare la profondità di azione e agire direttamente e precisamente sulla parte di **tessuti** lesionati o infiammati.





Le onde d'urto curano patologie sia in **fase acuta** che in **fase cronica**. Sono conosciute per lo più per il trattamento dello sperone calcaneare, per cui l'indicazione è molto adatta, ma vanno bene anche per altre patologie.

Una seduta di onde d'urto dura in media **5/10 minuti** e non richiede alcuno sforzo al paziente, il quale deve soltanto stendersi sul lettino. Il fisioterapista individua la zona da trattare, applica un gel apposito e posiziona una sonda che, a diretto contatto con la cute, veicola le onde acustiche. È il **fisioterapista** a regolare l'intensità e la profondità.

Frequenza onda d'urto: 1 – 18 HZ  
Energia onda d'urto: 5 – 200 MJ  
Energia SME: 1 – 20  
Frequenza SME: 1 – 30 HZ  
Frequenza RF: 300 – 450 KHZ  
Dimensioni testine: 20 - 40 - 60 mm  
Tensione: 240 V – 50/60 HZ  
Schermo: 10,4 touch screen a colori



*Distribuito da* **SMC AGENCY SRLS**  
Estetica Professionale – Medicina Estetica  
Via Leonardo da Vinci, 9 – 25020 Offlaga (BS)  
+39 338 80 14 334 – [info@smc-agency.com](mailto:info@smc-agency.com)